



# MEDISEPT

Perfect disinfection



## Quatroles® Extra

### Koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů

Quatroles® Extra je tekutý koncentrát pro současné čištění a dezinfekci povrchů v lékařském prostředí (unity, ošetrovací lůžka a křesla, operační stoly, lékařská technika, podlahy, stěny), v gastronomii, pečovatelských domech, sanatoriích, tělocvičnách, fitness a SPA salonech, kadeřnických a kosmetických salonech, soláriích (pro dezinfekci solárních lůžek), masážních a tetovacích salonech, školách, jakož i pro dezinfekci povrchů přicházejících do styku s potravinami.

#### Vlastnosti výrobku:

- Koncentrace již od 0,5% za 15 min.
- Působí proti bakteriím, houbám, tuberkulózním bacilům, obaleným virům (např. Vaccinia, bVdV, SARS-Cov-2), Adeno, Polio.
- Doporučený pro zubařské a lékařské nástroje vyrobené z ABS a akrylu, unity, potahové materiály a madla, ošetrovací lůžka a křesla, desky, podlahy.
- Vysoká materiálová tolerance na ABS a potahové materiály – názor Famed.
- Neobsahuje aldehyd a fenol, takže neobarvuje dezinfikované povrchy.
- 1 l koncentrátu = 200 l pracovního.
- Registrace: zdravotnický prostředek a biocidní přípravek.

#### Výhody pro uživatele:

- Záruka účinnosti a bezpečnost používání.
- Významné snížení rizika infekce.
- Rychlý efekt čistého a dezinfikovaného povrchu.
- Možnost použití na různých citlivých materiálech.
- Univerzální, s dvojím použitím pro lékařské a nelékařské povrchy.
- Ekonomicky účinný.
- Rychlá a pohodlná příprava roztoku.



Koncentrát



Působí proti B, F, V, Tbc Adeno, Polio



Lékařské a nelékařské povrchy



Koncentrace již od 0,5% za 15 min.

# Quatroles® Extra

## Oblast použití

Quatroles® Extra je tekutý koncentrát pro současné čištění a dezinfekci povrchů v lékařském prostředí (unity, ošetrovací lůžka a křesla, operační stoly, lékařská technika, podlahy, stěny), v gastronomii, pečovatelských domech, sanatoriích, tělocvičnách, fitness a SPA salonech, kadeřnických a kosmetických salonech, soláriích (pro dezinfekci solárních lůžek), masážních a tetovacích salonech, školkách, školách, jakož i pro dezinfekci povrchů přicházejících do styku s potravinami. Přípravek lze použít na všechny podlahové a nadpodlahové povrchy (dveře, desky, skříně, stoly), jakož i pro mytí a dezinfekci kadeřnických nástrojů.

Spektrum mikrobiologického účinku	expoziční doba		
	EN 14885	15 min	30 min
Baktericidní (vč. MRSA)	EN 13727	0,25%*, 0,5%.	
	EN 14561	1%	0,5%
Mikroskopické kvasinkovité houby	EN 13624	0,25%*, 0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
TBC a mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Virucidní - obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, Ebola, Vaccinia, BVDV, SARS, chřipkové viry)	EN 14476	0,5%	
Adeno virus	EN 14476	0,5%*	0,5%
Polio virus	EN 14476	1%	0,5%*

\* čisté podmínky

## Způsob použití:

Připravte pracovní roztok přípravku jeho zředěním vodou ve vhodném poměru. Volba koncentrace závisí na požadovaném spektru a době působení. Pro dosažení koncentrace 0,5% rozpustíte 5 ml koncentrátu v 995 ml vody. Povrch po dezinfekci nevyžaduje mytí vodou. V případě dezinfekce povrchů přicházejících do styku s potravinami je nutné je opláchnout pitnou vodou. Nemíchejte s jinými čistícími nebo dezinfekčními prostředky. Před použitím si přečtěte informační leták. Nemíchejte s jinými čistícími nebo dezinfekčními prostředky. Výrobek je určen pro použití profesionálním uživatelem.

## Složení : Obsah účinných látek ve 100 g přípravku:

11,5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9),  
3,39 g Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alfa.-[2-(didecylmethylamino)ethyl]-.omega.-hydroxy-,propanoát )(sůl) (CAS: 94667-33-1),  
1,25 g Didecylmethylamoniumchlorid (CAS: 7173-51-5)

## Obchodní balení:


1 l láhev s dávkovačem,  
5 l kanistr



Zdravotnický prostředek třídy II a ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích. Určený pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.

Bezpečnostní list a seznam složek jsou k dispozici na [www.medissept.cz](http://www.medissept.cz)

CE 2274

 Manufacturer/Responsible entity:  
**MEDISEPT Sp. z o.o.**  
Konopnica 159 c  
21-030 Motycz, Poland

phone: + 48 81 535 22 66  
[export@medissept.pl](mailto:export@medissept.pl)  
[www.medissept.biz](http://www.medissept.biz)

Revision: 03.2022