



MEDISEPT



## Velodes® Soap

Emulze pro mytí rukou a těla.

### Aplikace:

Velodes® Soap je emulze pro mytí rukou před chirurgickou a po hygienické dezinfekci rukou. Emulze je vhodná též k mytí pokožky hlavy a celého těla. Neobsahuje mýdlo, takže ji mohou používat lidé s alergií na přípravky na bázi mýdla. Vzhledem k obsahu pečujících složek, jako je glycerin a kokosový olej, se doporučuje zejména pro zdravotnický personál vystavený zvýšené maceraci kůže v důsledku častého mytí rukou. Emulze se také doporučuje pro mytí pacientů při prevenci proleženin. Dermatologicky testováno.

### Způsob použití:

Mytí rukou: Naneste malé množství emulze na navlhčené ruce a rozetřete do vytvoření jemné pěny. Poté opláchněte vodou. Činnosti provádějte v souladu s technikou mytí rukou dle WHO.

Mytí ve sprše: Naneste pěnu na vlhkou pokožku a vlasy. Umyjte tělo a poté opláchněte pod tekoucí vodou.

Mytí ve vaně: Nalijte emulzi do vany naplněné vodou. Umyjte pokožku a vlasy, poté opláchněte pod tekoucí vodou.

### Složení:

Aqua, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate, Citric Acid, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Styrene/Acrylatescopolymer, Parfum, Sodium Lauryl Sulfate, Trideceth-7, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Tetrasodium Pyrophosphate, Ascorbic Acid.

### Vlastnosti produktu:

- Určený pro mytí před chirurgickou a po hygienické dezinfekci rukou.
- Vhodný k mytí pokožky hlavy a celého těla.
- Doporučuje se pro zdravotnický personál vystavený zvýšené maceraci kůže v důsledku častého mytí rukou.
- Chrání pokožku před vysoušením.
- pH příznivé pro pokožku.
- Neobsahuje mýdlo.
- Mohou jej používat lidé s alergií a intolerancí na přípravky na bázi mýdla.
- Doporučený pro mytí pacientů při prevenci proleženin.
- Dermatologicky testováno.

**Balení:** 5L kanistr



Kapalná emulze



Mytí a péče o ruce a tělo



Udržení čistoty

Obsahuje glycerin a kokosový olej

## Technika mytí rukou podle WHO:



### Příslušenství:

Loketní dávkovač 0,5L  
Loketní dávkovač 0,5L se stojánkem  
Pumpička na mýdlo (vhodná pro láhve o objemu 0,5L)

